

Wb, Elisa용 Etv4 토끼 다클론 항체 - P43268

품목 번호: CM0020755



소개

WB와 ELISA에서 검증된 ETV4 토끼 다클론 항체 (P43268). 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 인간 ETV4의 아미노산 40-246번을 포함하는 재조합 면역원입니다. 운동 뉴런 위치 결정과 각질세포 분화에 관여하는 전사 활성화인자를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ETV4 토끼 pAb
비고/별칭	EIAF; PEA3; EIA-F; PEAS3; ETV4
종	인간
GeneID (인간)	2118
GeneID	2118
면역원	인간 ETV4 (NP_001977.1)의 아미노산 40-246번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P43268
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스백