

Wb 및 Elisa용 Ev71 3C Protease Rabbit Polyclonal Antibody - Ev71 3C Rabbit Pab

품목 번호: CM0021432

소개

EV71 3C 프로테아제(aa 1-183)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 광범위한 교차 반응성이 예측됩니다. 장바이러스 연구 및 진단 검사 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EV71 3C Rabbit pAb
종(Species)	장바이러스(Enterovirus)
항원(Immunogen)	사람 EV71 3C의 아미노산 1-183에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (B9VUU3)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	기타 (광범위함 예측)
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)