

Ev71 3C 토끼 단일클론항체 - Ev71 3C

품목 번호: CM0006569

소개

엔테로바이러스 EV71 3C 프로테아제에 대한 토끼 단일클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 예상 분자량은 20 kDa이며 엔테로바이러스 검출 및 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	EV71 3C 토끼 단일클론항체
종	엔테로바이러스
면역원	엔테로바이러스 EV71 3C 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단일클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	엔테로바이러스
단백질 분자량	20KDa
배송 방식	아이스 팩