

Ev71 3D 토끼 Pab - B9Vuu3

품목 번호: CM0020366

소개

EV71 3D 토끼 pAb는 엔테로바이러스 EV71 3D 단백질(aa 1-217, B9VUU3)을 대상으로 토끼에서 생성된 다클론 항체입니다. 인간 교차반응성을 가지며 WB 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. EV71 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EV71 3D 토끼 pAb
종	엔테로바이러스
면역원	엔테로바이러스 EV71 3D(B9VUU3)의 아미노산 1-217에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
소스	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
배송	아이스 팩