

Ev71 3D 토끼 다클론 항체 - Ev71 3D

품목 번호: CM0030785

소개

재조합 엔테로바이러스(Enterovirus) EV71 3D 단백질을 항원으로 하여 제작된 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적용 가능하며, 인간 교차 반응성이 보고되었습니다. EV71 검출 및 분석법 개발을 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EV71 3D 토끼 다클론 항체(pAb)
종	엔테로바이러스(Enterovirus)
면역원	엔테로바이러스 EV71 3D 재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
배송	아이스팩