

Ewsr1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P - Q01844

품목 번호: CM0010300



소개

EWSR1 Rabbit Monoclonal Antibody는 WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 EWSR1 N-말단을 표적하며, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 암 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EWSR1 Rabbit mAb
비고/별칭	EWS; EWS-FLI1; bK984G1.4; EWSR1
종	인간
유전자 ID (인간)	2130
유전자 ID	2130
면역원	인간 EWSR1 (Q01844)의 아미노산 1-189에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q01844
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백