

If/Icc, Elisa용 Ewsr1 토끼 다클로날 항체 - Q01844

품목 번호: CM0016801



소개

인간 EWSR1에 대한 토끼 다클로날 항체로, IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었습니다. 종양 형성에 관여하는 전사 억제 인자인 윈 육종 절단 영역 1 단백질(Ewing sarcoma breakpoint region 1 protein)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EWSR1 Rabbit pAb
비고/별칭	EWS; EWS-FLI1; bK984G1.4; EWSR1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2130
GeneID	2130
면역원(Immunogen)	인간 EWSR1 (NP_001156757.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q01844
단백질 분자량	68kDa
배송(Shipping)	아이스백