

Wb, Elisa용 Exoc3 토끼 다클론 항체 - O60645

품목 번호: CM0021013

소개

EXOC3(Sec6)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 진단 및 실험실 환경에서 엑소시스트 복합체와 세포외배출 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EXOC3 토끼 pAb
비고/별칭	SEC6; Sec6p; SEC6L1; EXOC3
종	사람
유전자 ID (사람)	11336
유전자 ID	11336
면역원	사람 EXOC3(NP_009208.2)의 아미노산 396-745에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	O60645
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스팩