

Wb, Elisa용 Exosc4 토끼 다클론 항체 - Q9Npd3

품목 번호: CM0029152



소개

인간 및 랫 샘플을 대상으로 WB와 ELISA에서 검증된 EXOSC4 토끼 다클론 항체로, RNA 엑소좀 구성요소 RRP41(Q9NPD3)을 표적으로 합니다. RNA 처리 및 분해 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EXOSC4 토끼 pAb
비고/별칭	SKI6; p12A; RRP41; Ski6p; RRP41A; Rrp41p; hRrp41p; EXOSC4
종	인간
유전자ID (인간)	54512
유전자ID	54512
면역원	인간 EXOSC4(NP_061910.1)의 아미노산 1-245에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫
SWISS	Q9NPD3
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스 팩