


Extl3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O43909

품목 번호: CM0030676



소개

인간 EXTL3(글리코실트랜스퍼라제 및 REG3 수용체)에 대한 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차반응함. 헤파란 황산 및 REG3 신호전달 연구에 이상적.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	EXTL3 Rabbit pAb
비고/별칭	RPR; BOTV; REGR; EXTR1; ISDNA; EXTL1L; EXTL3
종	인간
유전자 ID (인간)	2137
유전자 ID	2137
면역원	인간 EXTL3 (NP_001431.1)의 아미노산 52-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43909
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스백