


F2R Rabbit Pab - P25116

품목 번호: CM0024730



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA를 통한 인간, 마우스, 래트 프로테아제-활성화 수용체 1 검출을 위한 고품질 anti-F2R 토끼 폴리클론항체. 응고 연구 및 심혈관 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	F2R Rabbit pAb
비고/별칭	TR; HTR; CF2R; PAR1; PAR-1; F2R
종	인간
유전자 ID (인간)	2149
유전자 ID	2149
면역원	인간 F2R (NP_001983.2)의 아미노산 42-110에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P25116
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백