

If, Ihc-P, Elisa용 F4/80 토끼 단일클론 항체 - Q61549

품목 번호: CM0006997

소개

마우스 F4/80(Emr1)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 면역형광, 면역조직화학(파라핀) 및 ELISA에 적합합니다. 세포 접착과 Treg 발달에 관여하는 대식세포 표지자인 마우스 및 랫드 F4/80을 검출합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	F4/80 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
종	마우스
GeneID (Human)	2015
GeneID	13733
면역원	마우스 F4/80(NP_034260.1)의 아미노산 367-645에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q61549
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스팩