

Wb, Ip, Ihc-P, Elisa용 Fadd Rabbit Polymab® 단일클론 항체 - Q61160 / Q13158

품목 번호: CM0009805



소개

세포사멸 연구를 위한 고품질 FADD Rabbit Polymab® 단일클론 항체. WB, IP, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫드 FADD(Gene ID 8772/14082)와 교차 반응성을 나타냅니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FADD Rabbit PolymAb®
비고/별칭	Mort1/FADD
종	인간/마우스
GeneID(인간)	8772
GeneID(마우스)	14082
면역원	재조합 단백질(인간/마우스 FADD의 재조합 융합 단백질)
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q61160/Q13158
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스팩