


Faf1 토끼 다클로날 항체 (Wb/Elisa) - Q9Unn5

품목 번호: CM0027020



소개

인간 FAF1 (FAS-associated factor 1)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블랏 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 세포자멸사 및 DNA 복제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FAF1 Rabbit pAb
비고/별칭	hFAF1; CGI-03; HFAF1s; UBXD12; UBXN3A; FAF1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	11124
GeneID	11124
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 FAF1 (NP_008982.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UNN5
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스백