

Fam160B2 토끼 Pab - Q80Yr2

품목 번호: CM0019182

소개

FAM160B2 토끼 pAb는 WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA용 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 검증되었으며, MAPK/ERK 신호 전달 및 장 장벽 기능에 관여하는 FHF 복합체 서브유닛 HOOK 상호작용 단백질 2B를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FAM160B2 토끼 pAb
비고/별칭	Rai16; Fam160b2; G430067P06Rik; FAM160B2
종	마우스
GeneID (인간)	239170
GeneID	239170
면역원	마우스 FAM160B2 (NP_919326.1)의 아미노산 74-303에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q80YR2
단백질 분자량	82kDa
배송 방식	아이스백