


Fam50A 토끼 단일클론 항체(Fam50A 단일클론 항체) - Wb, Ihc-P, Elisa용 - Q14320

품목 번호: CM0007163



소개

인간 FAM50A를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드 단백질과 교차 반응합니다. pre-mRNA 스플라이싱 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FAM50A 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	XAP5; HXC26; MRXSA; HXC-26; DXS9928E; FAM50A
종	인간
GeneID (인간)	9130
GeneID	9130
면역원	재조합 단백질 인간 FAM50A의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_004690.1)
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q14320
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스팩