

Fancd2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Bxw9

품목 번호: CM0022952



소개

FANCD2에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광, 면역침전 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 FANCD2(164kDa)를 검출합니다. DNA 수복 및 판코니 빈혈 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FANCD2 Rabbit pAb
비고/별칭	FA4; FAD; FACD; FAD2; FA-D2; FANCD; FANCD2
종	인간
유전자 ID (인간)	2177
유전자 ID	2177
면역원	FANCD2 (NP_001018125.1)의 아미노산 1-291에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BXW9
단백질 분자량	164kDa
배송	아이스백