


Faslg 토끼 다클론 항체 - P48023

품목 번호: CM0014159



소개

WB, IHC-P, ELISA에 사용되는 FasLG 토끼 다클론 항체입니다. 주요 세포사멸 매개체인 인간 및 마우스 FasLG를 인식하며, 면역 세포 사멸 및 면역 관용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FasLG 토끼 다클론 항체
비고/별칭	APTL, FASL, CD178, CD95L, ALPS1B, CD95-L, TNFSF6, TNLG1A, APTILG1, FasLG
종	인간
유전자 ID	356
면역원	인간 FasLG (NP_000630.1)의 아미노산 101-200번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P48023
단백질 분자량	31kDa
배송 방법	아이스 팩