

Fastkd5 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q7L8L6

품목 번호: CM0024532

소개

FASTKD5를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 쥐 샘플과 반응하며 미토콘드리아 RNA 처리 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FASTKD5 토끼 pAb
비고/별칭	dJ1187M17.5; FASTKD5
종	인간
GeneID (인간)	60493
GeneID	60493
면역원	인간 FASTKD5 (NP_068598.1)의 아미노산 495-764에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q7L8L6
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스 팩