

Fau Rabbit Pab - P35544

품목 번호: CM0017575

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증된 FAU 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 종에 걸쳐 내인성 FAU/RPS30 단백질(~14 kDa)을 검출합니다. 세포자멸 및 유비퀴틴 유사 융합 단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	FAU Rabbit pAb
비고/별칭	S30; FAU1; Fub1; Fubi; asr1; eS30; RPS30; MNSFbeta; FAU
종	사람(Human)
유전자 ID	2197
항원	사람 FAU (NP_001988.1)의 아미노산 1-133에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P35544
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스 백(Ice bag)