

Wb, Elisa용 Fbln1 토끼 다클론 항체 - P23142

품목 번호: CM0023090

소개

인체 Fibulin-1(FBLN1)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 검증을 완료했습니다. 인간, 마우스 및 쥐(Rat) FBLN1과 반응하며 세포외 기질 및 세포 부착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FBLN1 토끼 pAb
비고/별칭	FBLN; FIBL1; FBLN1
종	인간
유전자 ID (인간)	2192
유전자 ID	2192
면역원	인간 FBLN1(NP_001987.2)의 570-670 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(Rat)
SWISS	P23142
단백질 무게	77kDa
배송	아이스팩