

Fcgrt Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P55899

품목 번호: CM0025764



소개

인간 FCGRT(FcRn)에 대한 고품질 토끼
폴리클론항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨.
마우스 및 래트와 교차반응. IgG 재활용 및 신생아 면역
연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FCGRT Rabbit pAb
비고/별칭	FCRN; FcgammaRn; alpha-chain; FCGRT
종	인간
유전자 ID (인간)	2217
유전자 ID	2217
면역원	인간 FcRn (NP_004098.1)의 아미노산 27-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P55899
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백