

Fchsd1 Rabbit Pab - Q86Wn1

품목 번호: CM0017951

소개

인간 FCHSD1에 대한 토끼 폴리클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 액틴 중합 및 세포골격 역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                                        |
| 제품명         | FCHSD1 Rabbit pAb                                                        |
| 비고/별칭       | NWK2; FCHSD1                                                             |
| 종           | 인간                                                                       |
| GeneID (인간) | 89848                                                                    |
| GeneID      | 89848                                                                    |
| 면역원         | 재조합 단백질 인간 FCHSD1 (NP_258260.1)의 아미노산 100-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 원천          | 토끼                                                                       |
| 범주          | 폴리클론 항체                                                                  |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                                         |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                              |
| SWISS       | Q86WN1                                                                   |
| 단백질 분자량     | 77kDa                                                                    |
| 배송          | 아이스백                                                                     |