

Wb 및 Elisa용 Fcrl3 토끼 다클로날 항체 - Q96P31

품목 번호: CM0016029

소개

인간 FCRL3 (CD307c, MAIA)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. B세포 생물학, 면역학 및 수정 연구성에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FCRL3 Rabbit pAb
비고/별칭	MAIA; FCRH3; IFGP3; IRTA3; SPAP2; CD307c; FCRL3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	115352
GeneID	115352
면역원	인간 FCRL3 (NP_443171.2)의 아미노산 600-720에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q96P31
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)