


Wb, Elisa용 Fes 토끼 다클론 항체 - P07332

품목 번호: CM0027649



소개

FES 토끼 다클론 항체는 인간 FES(93 kDa)를 표적으로 하며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 타이로신 키나아제 신호 전달, 비만 세포 탈과립 및 세포골격 연구에서 WB 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FES 토끼 pAb
비고/별칭	FPS; FES
종	인간
GeneID (인간)	2242
GeneID	2242
면역원	인간 FES(NP_001137256.1)의 아미노산 120-420에 상응하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P07332
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스팩