

Fgb 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P02675

품목 번호: CM0015607



소개

인간 피브리노겐 베타 사슬(FGB)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 지혈, 혈전증 및 상처 치유 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	FGB 토끼 pAb
비고/별칭	HEL-S-78p; FGB
종	인간
유전자ID (인간)	2244
유전자ID	2244
면역원	인간 FGB (NP_005132.2)의 아미노산 111-222번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P02675
단백질 분자량	56kDa
배송 방식	아이스 팩