

Fgd4 Rabbit Pab (폴리클론 항체) For Wb, Elisa - Q96M96

품목 번호: CM0030582

소개

FGD4 Rabbit pAb는 인간 FGD4를 표적으로 하는 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 세포골격 역학 및 신경계 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FGD4 Rabbit pAb
비고/별칭	CMT4H; FRABP; ZFYVE6; FGD4
종	인간
GeneID (Human)	121512
GeneID	121512
면역원	인간 FGD4 (NP_640334.2)의 아미노산 99-198에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96M96
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스백