

Fgf14 토끼 Pab (Wb, Elisa용) - Q92915

품목 번호: CM0030704

소개

인간 섬유아포 성장 인자 14(FGF14)에 대한 토끼 다클로널 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 신경계 발달과 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FGF14 토끼 pAb
비고/별칭	FHF4; NYS4; FHF-4; SCA27; FGF-14; SCA27A; SCA27B; FGF14
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2259
유전자 ID	2259
면역원(Immunogen)	인간 FGF14 (NP_787125.1)의 아미노산 1-252에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q92915
단백질 분자량	28kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)