


Wb, If/Icc, Elisa용 Fgf23 토끼 다클로날 항체 - Q9Gzv9

품목 번호: CM0027147



소개

사람, 마우스, 랫트에서 WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 FGF23 토끼 pAb. 인산 및 비타민 D 대사를 조절하며; 골 질환 연구에 필수적입니다. 28kDa 타겟.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FGF23 토끼 pAb
비고/별칭	ADHR; FGFN; HYPF; HFTC2; HPDR2; PHPTC; FGF23
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	8074
유전자 ID	8074
면역원	사람 FGF23 (NP_065689.1)의 아미노산 25-251에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9GZV9
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스 백(Ice bag)