

Ihc-P 및 Elisa용 Fgfr2 토끼 다클론 항체 - P21802

품목 번호: CM0022587



소개

인간 FGFR2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 발생생물학, 종양학 및 골격 장애 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FGFR2 토끼 pAb
비고/별칭	BEK; JWS; BBDS; CEK3; CFD1; ECT1; KGFR; TK14; TK25; BFR-1; CD332; K-SAM; FGFR2
종	인간
유전자 ID(인간)	2263
유전자 ID	2263
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P21802
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스팩