


Fip200 Rabbit Pab - Q8Tdy2

품목 번호: CM0015282



소개

FIP200 Rabbit pAb은 인간, 마우스 및 래트 RB1CC1를 검출하는 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며, 오토파지 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FIP200 Rabbit pAb
비고/별칭	CC1; ATG17; FIP200; PPP1R131
종(Species)	Human
GeneID (Human)	9821
GeneID	9821
면역원(Immunogen)	인간 FIP200 (NP_055596.3)의 아미노산 1280-1400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q8TDY2
단백질 분자량	183kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)