

유세포분석용 Fitc 표지 닭 Cd4 단클론 항체 - Q9W6V7

품목 번호: CM0004644

소개

닭 CD4(55 kDa)를 표적으로 하는 FITC 접합 토끼 단클론 항체입니다. 닭 림프구 유세포분석에 적합하며, T세포 표면 단백질의 세포외 도메인에 매핑됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FITC 토끼 항-닭 CD4 mAb
비고/별칭	CD4
종	닭
유전자 ID (인간)	920
유전자 ID	395362
면역원	닭 CD4 (NP_989980.2)의 아미노산 28-423에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포분석)
교차 반응성	닭
SWISS	Q9W6V7
단백질 분자량	55 kDa
배송 방식	아이스 팩