

Fic Anti-Mouse Cd3E Monoclonal Antibody - Cd3E

품목 번호: CM0003976

소개

유세포 분석(Flow Cytometry)용으로 마우스 CD3e(CD3 엡실론)를 특이적으로 인식하는 FITC 접합 단일클론 항체입니다. 아르메니안 햄스터(Armenian hamster) 유래인 이 시약은 마우스 샘플 내 T 림프구를 정밀하게 검출할 수 있게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FITC Anti-Mouse CD3e mAb
비고/별칭	CD3; T3e; CD3epsilon
종(Species)	Mouse (마우스)
Gene ID	12501
면역원(Immunogen)	Mouse CD3e 재조합 단백질
공급원(Source)	Armenian Hamster (아르메니안 햄스터)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse (마우스)
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)