

Fitc 토끼 항-염소 IgG (Fc) 단편 모노클로날 항체 - Goat IgG Fc

품목 번호: CM0009886

소개

염소 IgG Fc 단편을 표적으로 하는 고헤이성 FITC 결합 토끼 모노클로날 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 연구 및 진단 면역 분석에서 염소 IgG를 검출하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FITC 토끼 항-염소 IgG (Fc) 단편 mAb
종(Species)	염소 (Goat)
면역원	재조합 단백질 염소 IgG (Fc) 단편의 재조합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	모노클로날 항체
응용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	염소 (Goat)
배송	아이스백