

## Fc용 Fitec 토끼 항-인간 Cd2 단클론 항체 - P06729

품목 번호: CM0008149



### 소개

유세포분석(FC)용 FITC 결합 토끼 항-인간 CD2 단클론 항체입니다. 39kDa의 T세포 표면 항원인 인간 CD2(T11/SRBC/LFA-2)에 특이적입니다. FC에 대해 검증되었습니다. T세포 및 NK세포 면역표현형 분석과 세포 접착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | FITC 토끼 항-인간 CD2 mAb                                                |
| 비고/별칭       | T11; SRBC; LFA-2                                                    |
| 종           | 인간                                                                  |
| GeneID (인간) | 914                                                                 |
| GeneID      | 914                                                                 |
| 면역원         | 재조합 단백질 인간 CD2(NP_001758.2)의 아미노산 25-209에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 생산 숙주       | 토끼                                                                  |
| 분류          | 단클론 항체                                                              |
| 적용 분야       | FC                                                                  |
| 교차 반응성      | 인간                                                                  |
| SWISS       | P06729                                                              |
| 단백질 분자량     | 39kDa                                                               |
| 배송          | 아이스백                                                                |