

유세포용(Fc) Fitc 토끼 항-인간 Cd44 단일클론 항체 - P16070

품목 번호: CM0008861



소개

유세포 분석용 인간 CD44를 표적으로 하는 FITC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 샘플에 대해 검증되었습니다. 세포 부착, 이화, 및 면역 귀소 연구에 이상적입니다. SWISS: P16070.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	FITC 토끼 항-인간 CD44 mAb
비고/별칭	CD44; CDW44; CSPG8; ECMR-III; HCELL; HUTCH-I; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CD44 항원
종	인간(Human)
GeneID (인간)	960
GeneID	960
면역원	인간 CD44 (NP_000601.3)의 아미노산 20-178에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P16070
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스 백(Ice bag)