

유세포 분석용 Fitc 토끼 항-인간 Cd7 단일클론 항체 - P09564

품목 번호: CM0006111

소개

인간 CD7(GP40, Tp40, LEU-9)을 표적으로 하는 FITC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 면역 표현형 분석 및 진단 워크플로우에서 T 세포 및 NK 세포 집단을 유세포 분석으로 검출하기 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FITC 토끼 항-인간 CD7 mAb
비고/별칭	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
종	인간
유전자 ID (인간)	924
유전자 ID	924
면역원	인간 CD7(NP_006128.1)의 26-180 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P09564
단백질 중량	25kDa
배송	아이스팩