


Fc용 Fite 토끼 항-인간 Cd99 단일클론 항체 - P14209

품목 번호: CM0007864



소개

유세포 분석용 인간 CD99(MIC2)에 대한 FITC 접합 토끼 단일클론 항체. T세포 접착, 백혈구 혈관외유출 및 로제트 형성에 관여하는 19 kDa CD99 항원을 표적으로 합니다. 인간 CD99와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FITC 토끼 항-인간 CD99 mAb
비고/별칭	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
종	인간
GeneID	4267
면역원	인간 CD99(NP_002405.1)의 아미노산 24-123에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P14209
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스팩