

Fc용 FcγC 토끼 항-인간/원숭이 CD45 단일클론 항체 - P08575

품목 번호: CM0011945



소개

인간 및 게잡이원숭이 CD45(백혈구 공통 항원)에 대한 FITC 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증되었으며, 정밀한 면역세포 식별 및 분석을 가능하게 하여 T세포 활성화 및 신호 전달 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FITC 토끼 항-인간/원숭이 CD45 mAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종	인간
GeneID (인간)	5788
GeneID	5788
면역원	인간 CD45(P08575)의 아미노산 26~577에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산원	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 게잡이원숭이
SWISS	P08575
단백질 중량	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
배송	아이스팩