


Fitc Rabbit Anti-Human/Monkey Cd8A 단일클론 항체 For Fc - P01732

품목 번호: CM0004144



소개

인간 및 자카이 원숭이 CD8a에 특이적인 FITC 접합 토끼 단일클론 항체. CD8+ T 세포의 유세포 분석 검출을 위해 설계되어 면역 반응 및 종양학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FITC Rabbit anti-Human/Monkey CD8a mAb
비고/별칭	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
종	인간
GeneID (Human)	925
GeneID	925
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간, 자카이 원숭이
SWISS	P01732
단백질 무게	21kDa/25kDa/30kDa
배송	아이스백