

유세포 분석용 Fitc Rabbit Anti-Mouse Cd32 단일클론 항체 - P08101

품목 번호: CM0007969

소개

마우스 CD32(Fc 감마 수용체 IIB)를 표적하는 FITC 접합 토끼 단일클론 항체로 유세포 분석에 사용됩니다. 세포외 도메인을 인식하며 조혈세포 상의 CD32 검출에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FITC Rabbit anti-Mouse CD32 mAb
비고/별칭	CD32; Fcgr2; Fcr-2; Fcr-3; Ly-17; LyM-1; Lym-1; fcRII; FcgRII; Fcgr2a; Ly-m20; Fc[g]RII; F630109E10Rik
종	마우스
GeneID (인간)	2213
GeneID	14130
면역원	마우스 CD32 (NP_034317.1)의 아미노산 30-207에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P08101
단백질 분자량	31kDa/33kDa/36kDa
배송	아이스백