


Fitc Rabbit Anti-Rat Cd45 단일클론 항체 (Fc용) - P04157

품목 번호: CM0011923



소개

FITC로 표지된 토끼 유래 쥐 CD45 (L-CA, T200) 단일클론 항체로, 유세포 분석법에 대해 검증되었습니다. T-세포 활성화에 필수적인 수용체형 타이로신-단백질 인산가수분해효소인 백혈구 공통 항원을 검출합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	FITC Rabbit anti-Rat CD45 mAb
비고/별칭	Lca; RT7; CD45; L-CA; T200
종	쥐
GeneID (인간)	5788
GeneID	24699
면역원	재조합 단백질 쥐 CD45 (NP_612516.2)의 아미노산 24-546 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	쥐
SWISS	P04157
단백질 분자량	143 kDa
배송	아이스백