

Fitc/5-Fam/6-Fam 토끼 단일클론 항체

품목 번호: CM0002056

소개

FITC, 5-FAM, 6-FAM을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 종 비의존적 반응성을 가지며 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 다양한 연구 및 진단 분석에서 FITC로 표지된 분자를 검출하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FITC/5-FAM/6-FAM 토끼 단일클론 항체
종	인간
면역원	합성 펩타이드, FITC
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	웨스턴 블롯, ELISA
교차 반응성	종 비의존적
배송	아이스백