


Fkbp1B 토끼 다클론 항체(Pab) - P68106

품목 번호: CM0029527



소개

FKBP1B 토끼 다클론 항체는 인간, 마우스, 쥐의 WB, IF/ICC, ELISA 실험에서 펩티딜-프롤릴 시스-트랜스 이성화효소 FKBP1B(12.6 kDa FKBP)를 검출합니다. 면역 억제 및 단백질 접힘 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FKBP1B 토끼 다클론 항체(pAb)
비고/별칭	OTK4; FKBP1L; PKBP1L; PPIase; FKBP12.6; FKBP1B
종	인간
유전자 ID (인간)	2281
유전자 ID	2281
면역원	합성 펩타이드 인간 FKBP1B(NP_473374.1)의 아미노산 1-80 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P68106
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스팩