

Wb, Ihc-P, Elisa용 Flii 토끼 다클론 항체 - Q13045

품목 번호: CM0013897

소개

인간 FLII(flightless-1 homolog)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 세포골격 역학, 세포 접착 및 전사 연구에 적합합니다. 약 145 kDa, SWISS: Q13045.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	FLII 토끼 pAb
비고/별칭	FLI; FLIL; Flii; FLII
종	인간
유전자 ID(인간)	2314
유전자 ID	2314
면역원	인간 FLII(NP_002009.1)의 아미노산 400~660에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13045
단백질 분자량	145kDa
배송	아이스팩