

유세포 분석 항체: Pe Rabbit Anti-Nhp Igd 단클론 항체 - Pe Rabbit Anti-Nhp Igd Mab

품목 번호: CM0005839

소개

사슴원숭이 면역글로불린 델타 중쇄를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체. 유세포 분석법으로 검증되었으며, 붉은털원숭이와 교차 반응합니다. 면역학 연구에서 NHP IgD 검출에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수   | 값                          |
|--------|----------------------------|
| 제품명    | PE Rabbit anti-NHP IgD mAb |
| 종      | 사슴원숭이                      |
| 면역원    | 재조합 단백질                    |
| 원천     | 토끼                         |
| 범주     | 단클론 항체                     |
| 응용 분야  | 유세포 분석법 (FC)               |
| 교차 반응성 | 사슴원숭이, 붉은털원숭이              |
| 배송     | 아이스백                       |