

플루오레세인 이소티오시아네이트/Fitc 토끼 다클론 항체 - Anti-Fitc

품목 번호: CM0021199

소개

WB 및 ELISA 응용 분야를 위한 FITC 항토끼 다클론 항체입니다. 종과 무관한 교차 반응성으로 인해 IVD 분석법 개발 및 연구에서 FITC 표지 분자를 범용적으로 검출하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	플루오레세인 이소티오시아네이트/FITC 토끼 다클론 항체
면역원	FITC
동물 종	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	종 비의존적
배송	아이스팩