

Wb, Elisa용 Fmn1 토끼 다클론 항체 - Q68Da7

품목 번호: CM0017436

소개

인간 FMN1(포민-1)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 사용됩니다. 생쥐와 교차 반응성이 있으며, 접합연접 형성과 액틴 중합 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FMN1 토끼 다클론 항체
비고/별칭	LD; FMN; FMN1
종	인간
유전자 ID (인간)	342184
유전자 ID	342184
면역원	인간 FMN1 (NP_001096654.1)의 아미노산 350-495에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q68DA7
단백질 분자량	158kDa
배송 방식	아이스 팩