

Fndc5 Rabbit Pab - Q8Nau1

품목 번호: CM0023016



소개

인간 FNDC5 (이리신)를 표적하는 토끼 다클로널 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA 어플리케이션에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 운동 대사 및 지방 조직 갈색화 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FNDC5 Rabbit pAb
비고/별칭	FRCP2; irisin; FNDC5
종(Species)	Human
GeneID	252995
면역원(Immunogen)	인간 FNDC5 (NP_715637.2)의 아미노산 1-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q8NAU1
단백질 분자량(Protein Weight)	24kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)