


포밀-히스톤 H2B-K120 토끼 단일클론 항체 (P62807/Q16778) For Wb, Ihc-P, Elisa

품목 번호: CM0000092



소개

웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA용 특이적 포밀-히스톤 H2B-K120 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 래트 H2B를 인식하며 넓은 교차 반응성이 예측됩니다. 히스톤 변형 및 후성유전학적 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	포밀-히스톤 H2B-K120 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Formyl-Histone H2B-K120
종	인간
GeneID (인간)	8349
GeneID	3017/8349
면역원	인간 히스톤 H2B (포밀 K120) 유래 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	기타 변형 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (넓은 범위 예측)
SWISS	P62807/Q16778
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백